

FICHE PRODUIT

Audiomètre automatique, Modèle Colson K20A

Référence : SOC-MM-K20A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Un audiomètre k20A avec une large gamme de niveaux sonores pour des examens préventifs poussés en intégrant le test automatique d'Hughson-Westlake.

Une large gamme de niveaux sonores pour des examens préventifs poussés.

Le K 20A offre une large gamme de tests. La gamme de fréquences s'étend de 125 à 8000 Hz (11 gammes différentes) et les intensités de - 10 dB à 100 dB.

Les stimuli sont des sons purs, vobulés ou pulsés.

Léger et portable, il est particulièrement adapté au dépistage.

Idéal pour une utilisation sur plusieurs sites.

Simple d'utilisation. Le guide rapide vous permet d'un seul coup d'œil d'en comprendre son utilisation.

Les tests sont rapides et aisés. Précis et sûr. Parce qu'il est portable, le K 20 est solide, léger et fiable.

Les boutons de grande taille permettent de régler facilement la fréquence et le niveau d'intensité.

Batteries ou secteur. Le K 20A peut fonctionner avec 3 piles standard AA ou être branché sur le secteur via une alimentation électrique CE médical.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fonctions supplémentaires : le K 20A Le K 20A complète les caractéristiques du K 20 en intégrant le test automatique d'Hughson-Westlake.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration. • Signaux de test : sons purs, pulsés ou vobulés

- Fréquences de test : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 et 8000 Hz
- Pas d'intensité : 5 ou 1 dB
- Gamme dynamique : -10 dB / 100 dB 70 dB à 125 Hz 90 dB à 250 et 8000 Hz
- Alimentation : 3 piles AA (100 h d'utilisation en moyenne) ou alimentation secteur
- Casque : DD45, confortable et haute performance - Livré de série
- Normes : EN 60601-1 / EN 60645-1 classe 4, directive médicale 93/42/EEC
- Dimensions L x l x h : 22,5 x 18 x 5,5 cm
- Poids : 980 g
- Garantie : 12 mois

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/audiometres-de-depistage/6390-audiometre-automatique-modele-colson-k20a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com