

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de paillasse à basse vitesse, Modèle TD4A

Référence : SOC-YGT-TD4A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques :

1. Largement utilisé en clinique et en laboratoire.
2. Moteur à fréquence sans balai pour le modèle TD4A qui se retrouve dans beaucoup de couple, sans besoin de maintenance, aucune poudre de pollution, rapide en accélération et décélération.
3. Système d'entraînement avec essieu flexible qui entraîne le rotor directement, fonctionne sans à-coups, faible bruit et peu de vibrations.
4. Système de contrôle par micro ordinateur, affichage numérique du RCF, la durée, et la vitesse.
5. Verrouillage électrique du couvercle, design compact, ultra rapide, protection contre le déséquilibre.
6. La structure de la centrifugeuse est faite d'acier de haute qualité, chambre en acier inoxydable, sûr et fiable.

Paramètres techniques du TD4A :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse max	4000 tr/min	RCF max	2250xg
Volume max	6 x 50 ml	Bruit	< ou = 45 dBA
Minuteur	0 - 99 min	Poids net	23 Kg
Dimensions(HxDxW)	265x483x320 mm	Alimentation électrique	AC 220V, 50 Hz, 2A
Précision de la vitesse	+ ou - 10 tr/min	Emballage	Box en carton

Rotors pour le TD4A :

No d'ordre	Type	Vitesse max (tr/min)	Volume max (ml)	RCF max (g)
TD4A	Centrifugeuse à basse vitesse	4000	6 x 50 ml	2250
NO31605	Rotor angulaire	4000	30 x 7/5 ml	2250
NO31604	Rotor angulaire	4000	18 x 10 ml	2250
NO31607	Rotor angulaire	4000	24 x 10 ml	2200
NO31602	Rotor angulaire	4000	12 x 15/7/5 ml	2150
NO31603	Rotor angulaire	4000	12 x 20 ml	2220
NO31606	Rotor angulaire	4000	6 x 50 ml	2100
NO32667	Rotor angulaire	4000	12 x 10 ml, tube d'évacuation	2150
			12 x 7 ml, adaptateur	
			12 x 5 ml, adaptateur	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/6391-centrifugeuse-da-paillasse-a-basse-vitesse-modele-td4a.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com