

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de paillasse micro réfrigérée à grande vitesse, Modèle TGL16E

Référence : SOC-YGT-TGL16E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques :

1. Moteur sans balai, pas de pollution, pas de maintenance.
2. Contrôlé par microprocesseur, affichage numérique indiquant la vitesse, le temps, le RCF pendant le fonctionnement, accélération et décélération rapide, fonctionnement simple. Les paramètres de fonctionnement peuvent être modifiés.
3. Comporte un compresseur efficace sans fluor, refroidissement rapide.
4. Verrouillage électrique automatique du couvercle, ultra rapide, protection contre le déséquilibre.
5. La structure de la centrifugeuse est faite d'acier de haute qualité, chambre en acier inoxydable, sûr et fiable.
6. Le rotor est relié à la broche par un manchon conique spécialisé, chargement simple et rapide, aucune direction.
7. 3 Niveaux protection du couvercle en acier, permettant d'obtenir le le résultat de centrifugation idéal.

Paramètres techniques du TGL16E :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse max	16000 tr/min	RCF max	19040xg
Volume max	10x5 ml	Bruit	< ou = 55 dBA
Intervalle de température	-20°C à 40°C	Minuteur	1 à 99h59 min
Précision de la température	+ ou - 1°C	Poids net	43 Kg
Dimensions (HxDxW)	335x270x190 mm	Alimentation électrique	AC 220-230V, 50-60Hz, 2A
Précision de la vitesse	+ ou - 50 tr/min	Emballage	Box en carton

Rotors pour le TGL16E

No. D'ordre	rotor	Vitesse max (tr/min)	Capacité max	RCF max (xg)
TGL16E	Structure principale	16000	10*5 ml	19040
31001	Rotor angulaire	16000	40*0.2 ml	19040
31002	Rotor angulaire	16000	24*0.5 ml	18480
31003	Rotor angulaire	16000	12*1.5/2 ml	16260
31004	Rotor angulaire	16000	10*0.5 ml	17880
30403	Rotor angulaire	14000	24*1.5/2 ml	17950

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-refrigerees/6394-centrifugeuse-de-paillasse-micro-refrigeree-a-grande-vitesse-modele-tgl16e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com