

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de table à grande vitesse, Modèle TG16

Référence : SOC-YGT-TG16

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques :

1. Moteur sans balai avec une construction simple, performances plus fiables, longue durée de vie et fonctionnement silencieux.
2. Verrouillage électrique automatique du couvercle, ultra rapide, protection contre la surchauffe et protection contre le déséquilibre. La structure de la centrifugeuse est faite d'acier de haute qualité, sûr et fiable.
3. Le rotor est relié à la broche par un manchon conique spécialisé, chargement simple et rapide, aucune direction, sûr et fiable.
4. Contrôlé par microprocesseur.
5. TGT avec affichage numérique du temps, de la vitesse et du RCF.
6. 10 Types de programmes stockés dans la mémoire, 10 sortes d'accélération et de décélération à votre choix.
7. Trois couches de protection en structure d'acier, sûr et fiable.

Paramètres techniques du TG16 :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse max	16000 tr/min	RCF max	20600 xg
Volume max	6 x 100 ml	Bruit	< ou = 60 dBA
Minuteur	1 - 99 min	Poids net	42 Kg
Dimensions (HxDxW)	513 x 370 x 320 mm	Alimentation électrique	AC 220V, 50Hz, 10A
Précision de la vitesse	+ ou - 20 tr/min	Emballage	Box en bois

Rotors pour TGT6

No. D'ordre	Rotor	Vitesse max (tr/min)	Capacité max	RCF max (xg)
TGT6	Centrifugeuse à grande vitesse	16000	6x100 ml	20800
30401	Rotor angulaire	16000	12*1.5/2 ml	16270
30402	Rotor angulaire	14000	40*0.5 ml	19970
30403	Rotor angulaire	15000	24*1.5*2 ml	20600
30404	Rotor angulaire	13500	30*1.5/2 ml	19340
30405	Rotor angulaire	15000	16x5 ml	19350
30406	Rotor angulaire	14000	12x7 ml	16370
30407	Rotor angulaire	10000	12x15 ml	11840
30408	Rotor angulaire	12000	12x10 ml	14510
30409	Rotor angulaire	12000	8x20 ml	14150
30410	Rotor angulaire	12000	6x30 ml	14000
30410	Rotor angulaire	10000	6x50 ml	11140
30412	Rotor angulaire	10000	6x70 ml	10180
30413	Rotor angulaire	12000	4x100 ml	14850

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

30414	Rotor angulaire	8000	6 x100 ml	7280
30415	Rotor angulaire	14000	6x10 ml	16460
30416	Rotor angulaire	15000	30x0.5 ml	18510
30437	Rotor angulaire	12000	24 Morceaux de vaisseau capillaire	15800
30444	Rotor angulaire	11000	45x1.5/2 ml	12840
30676	Rotor du godet	4000	2x3x48 puits	2300

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/6395-centrifugeuse-de-table-a-grande-vitesse-modele-tg16.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com