

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse hématocrite, Modèle TGM12

Référence : SOC-YGT-TGM12

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Application :

Le TGM12 est une centrifugeuse spécifique pour la mesure de la valeur d'hématocrite, la centrifugation du micro sang et des micros liquides.

Caractéristiques :

1. Comporte un micro moteur sans balai, pas de maintenance, pas de poudre de pollution, contrôlé par micro ordinateur, affichage numérique.
2. Verrouillage électrique automatique du couvercle, simple et fiable.
3. Grande vitesse et protection contre le déséquilibre.

Paramètres techniques du TGM12 :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse max	12000 tr/min	RCF max	15800xg
Volume max	24 CAPILLAIRES Dia.1.5MM	Bruit	< ou = 55 dBA
Minuteur	0 - 99 min	Poids net	13 Kg
Dimensions (HxDxW)	335x270x205 mm	Alimentation électrique	AC 220-230V, 50-60Hz, 2A
Précision de la vitesse	+ ou - 50 tr/min	Emballage	Box en carton

Quotation pour la centrifugeuse hématocrite du TMG12

Centrifugeuse hématocrite TMG12	Vitesse max (tr/min)	Capacité max	RCF max (xg)
	12000	24 CAPILLAIRES Dia.1.5MM	15800

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/6397-centrifugeuse-hematocrite-modele-tgm12.html>


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com