

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse réfrigérée à grande capacité, Modèle DDL6

Référence : SOC-YGT-DDL6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques :

1. Largement utilisé dans le domaine de la biochimie, les produits biologiques, usine de produits pharmaceutiques et laboratoire.
2. Moteur à fréquence sans balai pour le modèle DDL6 qui se retrouve dans beaucoup de couple, sans besoin de maintenance, aucune poudre de pollution, rapide en accélération et décélération.
3. Modèle DDL6 avec affichage numérique indiquant la vitesse, le temps et la température.
4. Micro ordinateur de contrôle, il existe 10 types de programmes et 10 sortes d'accélération et de décélération à votre choix.
5. Il existe 6 types de rotors à votre choix.
6. Verrouillage électrique du couvercle, design compact, vitesse ultra rapide et protection contre les équilibres.
7. La structure de la centrifugeuse est faite d'acier de haute qualité, sûr et fiable.

Paramètres techniques DDL6 :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse max	6 000 tr/min	RCF max	6 600 xg
Volume max	4 x 1 000 ml	Bruit	< ou = 60 dBA
Minuteur	1 – 9h59 min	Poids net	184 Kg
Dimensions (HxDxW)	865 x 650 x 830 mm	Alimentation électrique	AC 220V, 50Hz, 20A
Précision de la vitesse	+ ou - 50 tr/min	Emballage	Box en bois
Intervalle de température	-20°C à 40°C	Précision de la température	+ ou - 1°C

Rotors correspondant au DDL6

No d'ordre	Modèle	Vitesse max (tr/min)	Volume max (ml)	RCF max (*g)
NO33097	Rotor pivotant	4 000	4 x 1 000 ml	4060
		Correspond à l'adaptateur 40201-40208		
NO30221	Rotor angulaire	6 000	4 x 300 ml	5390
NO30222	Rotor angulaire	6 000	6 x 300 ml	5660
NO30223	Rotor angulaire	6 000	6 x 500 ml	6600
NO30694	Rotor à microplaques	4 000	4 x 4 x96 puits	2840
NO30691	Rotor à microplaques	4 000	2 x 4 x96 puits	2490

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/6398-centrifugeuse-refrigeree-a-grande-capacite-modele-ddl6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com