

**FICHE PRODUIT**

## Micro centrifugeuse de paillassse à grande vitesse, Modèle TGW16

Référence : SOC-YGT-TGW16

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

**Caractéristiques :**

1. Moteur sans balai, sans pollution, pas de maintenance.
2. Contrôlé par microprocesseur, affichage numérique indiquant la vitesse, le temps, le RCF pendant le fonctionnement, accélération et décélération rapide, fonctionnement simple. Les paramètres de fonctionnement peuvent être édités.
3. Verrouillage électrique automatique du couvercle, ultra rapide, protection contre le déséquilibre. La structure de la centrifugeuse est faite d'acier de haute qualité, chambre en acier inoxydable, sûr et fiable.
4. Le rotor est relié à la broche par un manchon conique spécialisé, chargement simple et rapide, aucune direction.
5. 3 Niveaux protection du couvercle en acier et permet d'obtenir un résultat idéal de centrifugation.

**Paramètres techniques TGW16 :****SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

|                         |                     |                         |                          |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Vitesse max</b>      | <b>16000 tr/min</b> | <b>RCF max</b>          | <b>19040xg</b>           |
| Volume max              | 10x5 ml             | Bruit                   | < ou = 65 dBA            |
| Minuteur                | 0 - 99 min          | Poids net               | 13 Kg                    |
| Dimensions (HxDxW)      | 335x270x205 mm      | Alimentation électrique | AC 220-230V, 50-60Hz, 2A |
| Précision de la vitesse | + ou - 50 tr/min    | Emballage               | Box en carton            |

**Quotation pour les rotors compatibles au TGW16 : basé sur le prix départ de l'usine.**

| No d'ordre | Rotor                | Vitesse max (tr/min) | Capacité max |
|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TGW16      | Structure principale | 16000                | 10*5 ml      |
| 31001      | Rotor angulaire      | 16000                | 40*0.2 ml    |
| 31002      | Rotor angulaire      | 16000                | 24*0.5 ml    |
| 31003      | Rotor angulaire      | 16000                | 12*1.5/2 ml  |
| 31004      | Rotor angulaire      | 16000                | 10*5 ml      |

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/6402-micro-centrifugeuse-de-paillasse-a-grande-vitesse-modele-tgw16.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques


| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

## Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com