

FICHE PRODUIT



Insufflateur manuel en silicone autoclavable Adulte

Référence : SOC-811106

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description

- Insufflateur manuel en silicone autoclavable pour adulte (valve de surpression, réservoir 02, Tube 2 m).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/insufflateurs-masque-d-insufflation/6403-insufflateur-manuel-en-silicone-autoclavable-adulte.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com