

**FICHE PRODUIT**



## Appareil de photothérapie

Référence : SOC-DM-201030

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

### Caractéristiques de l'appareil de photothérapie:

- Lampe fluorescente bleue.
- Minuteur afin d'évaluer le temps de photothérapie.
- L'angle du module de la lampe peut être réglé (pour modèle mobile).
- La hauteur du module de la lampe peut être réglée (pour modèle mobile).
- Les roues peuvent être bloquées (pour modèle mobile).

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6404-appareil-de-phototherapie.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

## Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)