


FICHE PRODUIT

Bande d'ESMARCH en caoutchouc 10cm x 5m

Référence : SOC-F121317

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

La **bande d'Esmarch** est utilisée pour comprimer un membre conjointement à un garrot.

Description

Bande en en silicone réutilisable et autoclavable à 134°C / 18 min

Longueur: 5 m

Autres Largeur disponibles : 6 ou 15 cm sur devis

Dispositif médical classe I certifié CE

Origine: France

Conditionnement de vente: unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/6409-bande-esmarch-caoutchouc-10-x-5.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com