

FICHE PRODUIT

Masque oxygene PVC A/Tube connecteur PVC, 150 cm (x 20)

Référence : SOC-F121319

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Masque oxygene PVC A/Tube connecteur PVC, 150 cm (x 20)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/6411-masque-oxygene-pvc-a-tube-connecteur-pvc-150-cm-x-20.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com