

FICHE PRODUIT



Source de lumière froide, Modèle LG150-8 (lampe au xénon)

Référence : SOC-SMF-LG1508

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Source de lumière froide, Modèle LG150-8 (lampe au xénon)

- Lampe au xénon, adapté au système vidéo endoscope 12V/150W
- Haute luminosité, température basse au niveau du plan d'éclairage
- Longue durée de vie en raison d'une ampoule importée de haute qualité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/source-de-lumiere-froide/6414-source-de-lumiere-froide-modele-lg150-8-lampe-au-xenon.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com