

FICHE PRODUIT



Automate pour vitesse de sédimentation, Modèle VISION-B PRO

Référence : SOC-YB-vision16

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Automate pour vitesse de sédimentation, Modèle VISION 16 (VISION PRO B)

L' **Automate pour vitesse de sédimentation, Modèle VISION PRO B** permet de déterminer la vitesse de sédimentation. Comme il est de coutume SOCIMED sélectionne les meilleurs automates pour vitesse de sédimentation pour vous les présenter.

Principe de fonctionnement de l'Automate pour vitesse de sédimentation, VISION PRO B:

En tant qu'automate ESR dynamique de la nouvelle génération, Vision 16 peut tester jusqu'à 16 échantillons simultanément. Avec une percée révolutionnaire dans la technologie, les tubes primaires EDTA peuvent être directement utilisés pour la détermination et cela ne prend que 20 minutes pour obtenir les résultats ayant une bonne corrélation avec les résultats de la Méthode Westergren:

1. Mélange automatique des échantillons, interprétation automatique des résultats, surveillance en temps réel de l'état des échantillons,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

2. L'ESR est déterminé dans des tubes fermés pour assurer la sécurité biologique, à l'aide de la méthode standard de test ESR afin d'assurer la fiabilité des résultats.
3. 20 minutes pour obtenir les résultats contre 60 minutes avec la Méthode de Westergren, bonne corrélation avec les résultats de la Méthode de Westergren,

Le série VISION Pro comprenant un système intégré, un écran tactile, un lecteur de codes-barres et une imprimante. ces appareils n'ont donc pas besoin d'être connecté à un PC pour être utilisé

NB: Veuillez noter que la machine ne pourra pas exécuter le test d'échantillonnage sans la carte maitresse qui est vendue séparément sous la ref SOC-VISION8163264

Le système ESR VISION PRO est un système fermé, la carte maitresse est donc nécessaire pour réaliser les tests. il existe des cartes de 10000, 20000 voir 50000 tests

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/6417-automate-pour-vitesse-de-sedimentation-modele-vision-16.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com