

FICHE PRODUIT

Distributeur de préservatif à une colonne, Modèle B5m (Acier/Mécanique)

Référence : SOC-IV-1230

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Le B5m est un distributeur de préservatif mécanique à colonne unique d'entrée de gamme offrant une grande fiabilité et un investissement rentable.

Parfaitement adaptés aux lieux à forte fréquentation pour la distribution d'articles tels que les préservatifs et produits fantaisistes.

Le B5m est un distributeurs de préservatifs avec une grande résistance à l'altération qui le rend approprié pour une utilisation a l'extérieur.

Les dimensions maximales d'emballages des produits pouvant être distribués par ce distributeurs sont : 64 x 90 x 25 mm. Hauteur de la colonne : 42 cm.

Nous offrons également une distribution libre (appuyer pour distribuer).

Les machines peuvent généralement être modifié pour les autres monnaies ou séries de pièces si nécessaire (confirmation délivrée à la réception d'échantillon de pièces).

Caractéristiques du produit :

- Construction robuste en acier

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Colonne unique de distributeur (1 sélection de produits)
- Fonctionnement mécanique - pas besoin de piles
- Petite boîte distributrice
- Très rentable
- Extrêmement fiable
- Couverture à charnière - aucun retrait requis pour le re-stockage
- Rejet de pièce facile
- Parfait pour la distribution des paquets de préservatifs
- Une résistance excellente et inviolable
- Mécanisme simple de « pousser pour fermer »
- Bords arrondis et mous

Spécifications techniques :

- Dimensions maximales d'emballages des produits pouvant être distribués par ce distributeurs sont : 64 x 90 x 25 mm.
- Alimentation: mécanique

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/6419-distributeur-automatique-a-colonne-unique-modele-b5m-acier-mecanique.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com