

FICHE PRODUIT

Distributeur automatique de préservatif à une colonne, Modèle Elite 1

Référence : SOC-IV-1231

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Elite 1 est un distributeur automatique de préservatif à colonne unique de haute qualité fixé au mur, fabriqué à partir d'acier (Un acier inoxydable haut de gamme est également disponible).

Ce distributeur est alimenté par batterie (Autonomie approximative de la batterie: 2000 distributions).

Dimensions maximales de pack pour ce distributeur : 132 x 76 x 30 mm.

Ces machines utilisent une pièce de monnaie et le prix du paquet de préservatif peut être défini par l'opérateur.

Les machines peuvent généralement être modifiées pour les autres monnaies ou séries de pièces si nécessaire (confirmation délivrée à la réception d'échantillon de pièces).

Caractéristiques du produit :

- Modèles disponibles en acier et en acier inoxydable
- Colonne unique (1 seule sélection de produits)
- Fonctionne sur piles (nécessite des piles alcalines cellulaires 8 x 'C' - fourni)
- Coût de la prestation réglable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Couverture à charnière (aucun retrait requis pour le re-stockage)
- Deux serrures avant à visser pour plus de sécurité
- Rejet de pièce facile
- Parfait pour les distributeurs de préservatifs, produits sanitaires et articles de fantaisie
- Capacité des produits augmentée (par rapport à la machine distributrice mécanique B5m)
- Une résistance excellente et inviolable
- Bords arrondis et mous
- Facile à installer

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/6420-distributeur-automatique-a-colonne-unique-modele-elite-1.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com