

FICHE PRODUIT

Distributeur de préservatifs à double colonnes, Modèle Elite 2 (acier/piles)

Référence : SOC-IV-1232

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le Distributeur de préservatifs Elite 2 est la version double colonnes du distributeur de préservatif Elite 1. Disponible aussi bien en acier qu'en acier inoxydable, ce distributeur de préservatif possède une plus grande capacité, la sécurité et la flexibilité de paiement, en plus d'offrir un choix supplémentaire colonne/produit.

Dimensions maximales du produit pour ce distributeur pour toilettes : 132 x 76 x 30 mm. Hauteur de la colonne : 52 cm.

Ces machines utilisent une pièce de monnaie et le prix du paquet de préservatif peut être défini par l'opérateur.

Les machines peuvent généralement être modifiées pour les autres monnaies ou séries de pièces si nécessaire (confirmation délivrée à la réception d'échantillon de pièces).

Caractéristiques du produit :

- Modèles disponibles en acier et en acier inoxydable
- Double colonnes de distribution (2 sélections de produits)
- Électronique – fonctionne sur piles (piles de type alcalines cellulaires 8 x 'C', durée de la batterie : environ 2000 distributions)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Prix de la prestation réglable (multiples d'une pièce de même dénomination)
- Couverture à charnière - aucun retrait requis pour le re-stockage
- Deux serrures avant à visser pour plus de sécurité
- Rejet de pièce facile
- Parfait pour la distribution des paquets de préservatifs
- Plus grande capacité pour les produits par rapport à la gamme des machines mécaniques B5m
- Une résistance excellente et inviolable
- Bords arrondis et mous
- Facile à installer
- Poids: 20kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/6421-distributeur-automatique-a-double-colonnes-modele-elite-2-acier-piles.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com