

FICHE PRODUIT



Cystofibroscope - cystoscope à fibre optique

Référence : SOC-CYS2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Cystofibroscope - cystoscope à fibre optique, modèle: SOC-CYS2

- Angle de vue : 85° ,
- Profondeur champs : 3-50 mm ,
- Diamètre extérieur du tube : 5 mm ,
- Diamètre distale : 5 mm,
- Béquillage : haut/bas : 150°/90° ,
- Canal biopsie : 2 mm ,
- Longueur totale : 650 mm,
- Longueur travail : 380 mm,
- purge.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/6423-cystofibroscope-cystoscope-a-fibre-optique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com