

FICHE PRODUIT



Cystoscope - cystoscope rigide NP3X

Référence : SOC-NP3X

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cystoscope - cystoscope rigide NP3X

Caractéristiques :

- Inox haute qualité stérilisable à 134°
- Technologie allemande
- Index de direction
- Couverture de la lentille en saphir, jamais d'abrasion.

Voir les accessoires dans la fiche produit

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/6424-cystoscope-cystoscope-rigide-np3x.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com