

FICHE PRODUIT



Agitateur poche à sang pour prélèvement + batterie

Référence : SOC-141213

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur de poche à sang pour prélèvement

Fiable et précis !

• Caractéristiques

- Alimentation : secteur 110 -220 volts
- Dimensions : 25x15x11 cm
- Poids: 3,2kgs
- Présentation: boîtier compact, porte tube intégré, couvercle de protection et poignée de transport

• Fonctionnement

- Programmation initiale de volume à prélever directement
- Touche de retour aux valeurs de prélèvement précédent assurant un standard de prélèvement
- Garage automatique quel que soient le type et le nombre de poches
- Agitation en continu de la poche à sang pendant son remplissage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Affichage du volume sanguin en temps réel
- Alarme sonore en cas d'accident d'écoulement en fin de prélèvement
- Étanche aux projections
- Arrêt automatique du prélèvement par clampage de la tubulure
- Fiabilité et précision $\pm 3\text{gr}$ Livré avec chargeur de batterie interne et externe et sac de transport.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/6427-agitateur-poche-a-sang-pour-prelevement-batterie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com