

FICHE PRODUIT



Canule de Guédel stérile

Référence : SOC-RO150319

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Canules oropharyngées dites de Guédel, de forme anatomique:

- Emballées individuellement sous sachet pelable à ouverture facile,
- Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène,
- Sans latex.

Différentes tailles disponibles:

- Taille 00 - 40 mm : couleur rose,
- Taille 0 - 50 mm : couleur bleu,
- Taille 1 - 60 mm : couleur noir,
- Taille 2 - 70 mm : couleur blanc,
- Taille 3 - 80 mm : couleur vert,
- Taille 4 - 90 mm : couleur jaune,
- Taille 5 - 100 mm : couleur rouge.

Conditionnement minimum de vente: Lot de 05

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ventilation-et-intubation/6430-canule-de-guedel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com