

FICHE PRODUIT



Sonde d'aspiration trachéo-bronchique b/100

Référence : SOC-ROSABC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Sonde d'aspiration bronchique idéale pour aspirer les sécrétions qui encombrent l'arbre bronchique, le pharynx ou la bouche et prévenir une éventuelle formation de bouchons muqueux.

PVC médical semi souple limitant les risques d'endommager les tissus.

Orifice terminale et œil latéral.

- Différents modèles disponibles : Charrière (CH) 8, 10, 12, 14, 16, 18.
- Longueur 48-50 cm.
- Usage unique.

Emballage individuel stérile.

Vendu par lot de 100 sondes.

Matériel médical CE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/6431-sonde-d-aspiration-bronchique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com