

FICHE PRODUIT



Collier cervical REDI ACE pour adulte

Référence : SOC-SECU12000N

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Informations supplémentaires

- Le collier cervical REDI ACE est conçu pour une intubation facilitée et une fiabilité maximale grâce à sa large ouverture trachéale.
- La mentonnière est basculable et sa mise en forme est automatique.
- Le collier cervical REDI ACE est radio-transparent et compatible avec l'IRM.
- Sa coque est en polypropylène rembourré de mousse pour plus de confort.
- Crochets de fixation de sonde nasale.
- Le collier cervical REDI ACE est conçu pour aider le sauveteur au maintien de l'axe tête-cou-tronc, à la prévention des mouvements latéraux, des flexions antéro-postérieures et des extensions de la colonne cervicale pendant le transport.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/6433-collier-cervical-redi-ace-pour-adulte.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com