

FICHE PRODUIT



Echarpe triangulaire d'immobilisation

Référence : SOC-ROCOLLAC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques de l'Écharpe triangulaire de mobilisation:

- 100 % coton,
- Respirant et résistant.
- Couleur : blanc cassé.
- Dimensions : 135 x 96 x 96 cm.
- Poids : 48 g.
- Conditionné sous pochette individuelle.
- Livré avec 2 pinces à nourrice (35 mm).
- Matériel médical CE.
- Vendu par lot de 5 unités

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/6434-echarpe-triangulaire-d-immobilisation.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com