

FICHE PRODUIT



Attelle Aluform

Référence : SOC-DU244008

Description du produit

- DESCRIPTION

Permet de respecter la morphologie et la déformation des membres grâce à son armature polyéthylène déformable.

Jeu de 3 attelles : avant-bras, bras, jambe adulte

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/6435-attelle-aluform.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com