

FICHE PRODUIT



Oculus simplifiée

Référence : SOC-481015

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Descriptif:

- Lunettes d'essai pour adultes.
- Demi-lune métal léger/plastique (gris) pour 3 paires de verres d'essai.
- Diamètre: 38 mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/6441-oculus-simplifiee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com