

FICHE PRODUIT

Biomètre Ophtalmique, Modèle RS-A

Référence : SOC-RS181516

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Biomètre Ophtalmique, Modèle RS-A pour la biométrie à ultrasons

Un outil simple pour le calcul d'implant. Le biomètre Modèle RS-A est un excellent outil pour déterminer les valeurs de longueurs axiales précises et utilisables pour tout type de corrections.

Mesure de la longueur axiale et des puissances d'implants Mode contact ou immersion.

Très grande plage de mesure Acquisition automatique assistée d'un signal sonore.

Nombreuses formules de calcul.

Données techniques du Biomètre A-SCAN

- Sonde de balayage A lumière rouge 10 Mhz
- Résolution: 0,01 mm
- Gain réglable: 0-120dB
- Plage de mesure: 15-35 mm (Vel 1640m / s)
- Paramètres Mesurés : ACD, lentille, corps vitré et AXL
- Modes d'examen: support normal, cataracte, aphaque et modèle d'yeux spéciaux
- Mode de mesure: Immersion et contact, automatique et manuel
- Formules IOL: SRK-T, BINKHORST, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS

Configuration standard du BIOMÈTRE**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Unité principale
Sonde A 10 MHz
Bloc de jauge pour A-Scan / biomètre
Adaptateur secteur
Stylo à écran tactile

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biometres-pachymetres/6443-echographique-ophtalmique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com