

FICHE PRODUIT



Biomètre, Modèle CAS-2000A

Référence : SOC-RS181315

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécifications techniques du Biomètre, Modèle CAS-2000A :

- Sonde : 10 Mhz.
- Stockage : 8 groupes.
- Précision : 0,05 mm.
- Calcul IOL : SRK-II, SRK/T Hoffer-Q, Holladay, SCDK, Haigis etc.
- Mesure : ACD, Leniilles, vitrifiée, longueur axiale, et sa moyenne.
- Modes : manuel, automatique.
- Imprimante : imprimante thermique intégrée.
- Alimentation : 220V AC $\pm 10\%$ 50Hz.
- Moniteur d'affichage: LCD, haute vitesse.
- Rapport de données: le nom du patient, ID, Droite / Gauche, le nom du Docteur, Date, Tableau IOL.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biometres-pachymetres/6444-echographe-ophtalmique-modele-cas-2000a.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com