

FICHE PRODUIT



Biomètre, Modèle HE-1000A

Référence : SOC-RS181514

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Biomètre, Modèle HE-1000A: HE-1000 :

- Sonde de balayage A : sonde importée de petite taille 10 Mhz, luminotron intégré.
- Intervalle de mesure : 15 mm – 40 mm..
- Précision de mesure : ± 0.05 mm; avec la fonction de trace « macula lutea ».
- Mesures : La profondeur de la chambre antérieure, l'épaisseur de la lentille, la longueur du corps vitreux, la longueur totale et moyenne.
- Méthodes de mesures : par immersion et par contact.
- Mode œil : Phakic / Aphakic / Dense / Divers IOL.
- Formule IOL : SRK-II, SRK-T, BINKHORST-HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS
- Entrer le nom et l'identifiant (ID): facilite la vérification des archives.
- Stockage : 10 cas, 5 lectures par cas.
- Output : onde de balayage A et feuille de calcul IOL.

Autres :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Grand écran couleur à cristaux liquides.
- Saisie tactile et utilisation facile.
- Gel de la courbe : mode Manuel/automatique, contrôlé par pédale.
- Imprimante thermique rapide intégrée.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biometres-pachymetres/6445-echographe-ophtalmique-modele-he-1000a.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com