

FICHE PRODUIT



Pachymètre Ophtalmique, Modèle RS-P

Référence : SOC-RS125872

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Pachymètre Ophtalmique, Modèle RS-P pour la biométrie à ultrasons

Un outil simple pour Mesurez l'épaisseur cornéenne en toute confiance et simplicité.

Le Pachymètre Ophtalmique, Modèle RS-P est un excellent outil pour Mesurez l'épaisseur cornéenne en toute confiance et simplicité.

Mesurez l'épaisseur cornéenne en toute confiance et simplicité. conçu avec la dernière technologie d'ultrasons, le pachymètre **RS-P** sait se faire grand par sa qualité et petit par son encombrement.

L'imprimante intégrée permet de conserver des traces dans le dossier patient.

Données techniques du pachymètre

- Sonde pachymétrique coudée 20Mhz
- Mesure en un ou neuf points, la lecture moyenne augmente la précision
- Résolution: 1 um
- Précision: +/- 0,01 mm
- Plage de mesure: 0,23 - 1,2 mm

Configuration standard du Pachymètre OD1-P

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Unité principale
Sonde coudée 20 MHz
Bloc de jauge pour Pachymetre
Adaptateur secteur
Stylo à écran tactile

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biometres-pachymetres/6446-echographique-ophtalmique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com