

FICHE PRODUIT



Biomètre Pachymètre Ophtalmique, Modèle RS-AP

Référence : SOC-RS455879

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Biomètre Pachymètre Ophtalmique, Modèle RS-AP pour la biométrie et la Pachymétrie à ultrasons

La fonction de biométrie et de pachymétrie combiné dans un seul appareil d'utilisation pratique et facile.

Caractéristiques du Biomètre Pachymètre Ophtalmique, Modèle RS-AP pour la biométrie et la Pachymétrie à ultrasons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mesures automatiques	Longueur axiale, profondeur de chambre antérieure / Pachymétrie / Topographie kératométrie / Diamètre pupillaire / Blanc à blanc
Etapes de mesures	Après alignement des mesures de longueur axiale / PCA / Pachy / Kérato / Diamètre pupillaire sont réalisées automatiquement
Eye - tracking	3D
Puissance cornéenne / kératométrie	Topographie Placido
Diamètre pupillaire / Blanc à blanc	Analyse vidéo de l'iris.
AXL CCT ACD LT	Interférométrie à cohérence optique swept-source
Sonde ultrason (option)	Connectable à biomètre.

Configuration standard du biomètre -Pachymètre

Unité principale

Sonde A 10 MHz

Sonde coudée 20 MHz

2 Blocs de jauge pour Pachymetre et A-Scan / biomètre

Adaptateur secteur

Stylo à écran tactile

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biometres-pachymetres/6447-echographique-ophtalmique.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com