

FICHE PRODUIT

Aspirateur Chirurgical Modèle: 7A-23B

Référence : SOC-7A23B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

Le modèle d'aspirateur électrique SOC-7A23B est fait de panneaux entièrement en plastique qui le rendent plus beau et à la mode. Le dispositif d'interception d'huile sur le pourtour permet de réduire la pollution par les hydrocarbures. Il se transporte facilement, silencieux avec une pression négative élevée, et une aspiration à débit élevé. Il peut être largement utilisé pour les opérations chirurgicales qui nécessitent l'aspiration de mucosités, de liquide épais et pour bien d'autres opérations qui nécessitent une aspiration à pression négative.

Principales données techniques :

- Pression négative maximale : $\geq 0.09\text{MPa}$
- Bruit : $\leq 60\text{ dB (A)}$
- Puissance : 180W
- Débit de pompage : $\geq 20\text{L/min}$
- Capacité du réservoir : 2500mL/pc, 2pieces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/6464-aspirateur-chirurgical-modele-7a-23b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com