

FICHE PRODUIT



Injecteur Dermojet type HR

Référence : SOC-DMJ200415

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Dermojet Polymedical HR.

- Tete : Tête avec valve pour retenir le liquide
- Capacité : 4ml.
- Muni d'un support de flacon ou d'un réservoir en Pyrex de 4 ml.

Composition du Dermojet HR

- Corps de seringue réalisé entièrement en Inox, d'un piston central et d'un ressort de tension.
- Tête d'injection.
- Réservoir en Pyrex.
- Embout en métal inoxydable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/6465-dermojet-polymedical-hr.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com