

FICHE PRODUIT



Microcuvettes Hb201+

Référence : SOC-MICROHB201

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Microcuvettes Hb201+

Microcuvettes pour l'analyseur d'Hémoglobine HemoCue® Hb 201+ (emballées individuellement)

- Microcuvettes Hb201+ ;
- Lot de 4 boîtes de 25 unités;
- Emballage individuel;
- Conditionnement : 100 unités.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/hemoglobinometre/6467-microcuvettes-hb201.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com