

FICHE PRODUIT



Couveuse électrique, Incubateur néonatale, Modèle YP-100

Référence : SOC-YP100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques de la couveuse électrique, incubateur néonatal, modèle YP-100.

- Alimentation: AC220V, 50Hz.
- Puissance d'entrée: 600VA.
- Plage de contrôle de la température de l'air: 25° C ~ 37° C.
- Précision du capteur: $\leq 0,3$ °C.
- Changement de température: ≤ 0.5 ° C.
- Temps de montée en température: ≤ 30 min.
- Niveau de bruit: ≤ 55 dB (A).
- Inclinaison de berceau: 0 ~ 5° C.
- Connecteur RS-232.
- Taille de l'emballage: 1085mm x 640mm x 1120mm
- Poids net: 80 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6469-couveuse-electrique-incubateur-neonatale-modele-yp-100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com