

FICHE PRODUIT

Table d'accouchement (obstétrique) multifonctionnelle, Modèle KL-2C

Référence : SOC-KL2C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le lit obstétrique intégré, Modèle KL-2C est adapté à la conduite de la délivrance pour une parturiente, la chirurgie gynécologique, l'avortement opératoire, le diagnostic et les examens, etc. par l'unité médicale.

Caractéristiques :

- Le siège de base et couverture verticale de la colonne sont faits d'acier inoxydable 304 de haute qualité, qui est anti-corrosif et peut être facilement nettoyé.
- La couche principale et la couche auxiliaire sont reliées l'une à l'autre, la table auxiliaire est facilement démontable.
- Elévateur hydraulique à pédale, joint d'étanchéité de type Y importé et durable.
- Equipé d'une bassine à eaux usées en acier inoxydable et autres accessoires divers.
- Le matelas est fait d'une éponge mémoire de haute densité et est fabriqué directement sans couture.
- Dispositif de freinage rotatif qui facilite le déplacement de la table obstétricale.

Accessoires standard :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Une paire de repose-bras, une paire de repose-jambes, une paire d'accoudoirs, une bassine à eaux usées en acier inoxydable.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/6470-table-d-operation-obstetrique-multifonctionnel-kl-2c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com