

FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical électrique modèle YX930D-1A

Référence : SOC-YX930D-1A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de L'aspirateur chirurgical électrique, modèle YX930D-1A:

- Pompe sans huile sans maintenance, débit élevé, sans pollution par nuage d'huile.
- Déplacez doucement et librement avec la poignée de traction, conception de machine humanisée, structure nouvelle.
- Bouteilles de gros calibre en plastique PC de haute qualité, facile à nettoyer, utilisation en toute sécurité.
- Dispositif de protection efficace contre le débordement qui empêche l'entrée de liquide dans la pompe de manière fiable.
- Tuyaux en PVC transparents non toxiques et les connexions uniques sont faciles à observer et le lien.
- Equipé d'un filtre à air réduisant la pollution environnementale par les bactéries des liquides absorbés.
- Interrupteur à main et à pédale installés en parallèle pouvant être sélectionnés à volonté.
- Stabilité et durabilité, faible bruit, sûre et fiable pour à la manipulation.

Caractéristiques techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Aspiration max $\geq 0.09\text{MPa}$ (680 mm de Hg)
- Intervalle de réglage de l'aspiration : 0.02MPa - Aspiration max
- Débit $\geq 30\text{ L / min}$
- Bruit: $\leq 60\text{dB (A)}$
- Bouteille de stockage: 2000mL + 1000mL
- Alimentation: AC220V $\pm 10\%$, 50Hz
- Puissance d'entrée: 150VA
- Poids brut : 14,5 Kgs
- Dimensions : 400mm×360mm×600mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/6473-aspirateur-chirurgical-electrique-modele-yx930d-1a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com