


FICHE PRODUIT

Agitateur orbital de Kline (VDRL)

Référence : SOC-TS2000A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur orbital de Kline (VDRL)

L'**agitateur orbital de Kline** est le plus souvent utiliser **dans la fixation du gel d'électrophorèse**, dans le développement de la teinture du nitrate d'argent et dans le développement et la fixation des rayons X. **Agitateur orbital de kline** permet d'augmenter le volume de l'image dans l'expérimentation de l'autoradiographie, et le traitement des pellicules de **cellulose après le transfert d'électrophorèse**, telles que : l'hybridation moléculaire, la réaction et la coloration d'antigène et anticorps. Il facilite le transfert de culture cellulaire et de la membrane cellulaire. Permet une utilisation à basse température dans un réservoir thermique.

Caractéristiques techniques de l'agitateur orbital de Kline :

- * Alimentation: 220V, 35W
- * Fréquence: 40-240 tr/min
- * Déplacement lors de l'agitation : Rayon de braquage 15 mm
- *Vitesse: réglage de la vitesse en continu
- *Plaques : 250x230mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

*Timing: 0-60 min / continu

* Dimension globale: 350x250x150

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-orbital/6475-agitateur-orbital-modele-b11-03001.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL


9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com