


FICHE PRODUIT

Stéthoscope double pavillon Rappaport

Référence : SOC-RAPPAPORT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Stéthoscope double pavillon Rappaport | Polyvalence et fiabilité acoustique

Le **stéthoscope Rappaport à double pavillon** est un classique de la médecine clinique, apprécié pour sa robustesse et sa polyvalence. Il permet l'auscultation des adultes et des enfants grâce à ses deux pavillons interchangeables adaptés aux différentes fréquences sonores.

Double pavillon : hautes et basses fréquences

Le modèle Rappaport est équipé d'un **diaphragme** pour les sons de haute fréquence (bruits respiratoires, 1er et 2e bruits cardiaques) et d'une **cloche** pour les sons de basse fréquence (souffles cardiaques, 3e et 4e bruits). Cette configuration offre une auscultation complète avec un seul instrument.

Robustesse et longévité

Construction solide en acier inoxydable, tubulure PVC résistante. Le Rappaport est conçu pour durer dans les environnements hospitaliers les plus exigeants.

Caractéristiques

- Double pavillon : diaphragme + cloche
- Adapté adultes et enfants

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Construction acier inoxydable
- Excellent rapport qualité/prix

Garantie : 1 an.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/6476-stethoscope-double-pavillon-rappaport.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com