

FICHE PRODUIT



Tensiomètre Anéroïde Manopoire Socimed

Référence : SOC-EV0152

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tensiomètre Anéroïde Manopoire Socimed

Le mariage parfait de l'harmonie, du style et de la performance ! L'association harmonieuse de teintes chaudes et froides (noir, blanc et gris) en font un produit vraiment original qui donne une impression de dynamisme et de sécurité.

Fabriqué en ABS super-résistant tout en restant léger, le tensiomètre Manopoire de Socimed est de conception exceptionnelle. Il associe en effet une haute précision, une haute résistance aux ondes de choc et un remarquable confort d'utilisation.

Le tensiomètre Manopoire de Socimed est un tensiomètre manopoire agréable à utiliser équipé d'un mécanisme techniquement comparable à celui des mouvements utilisés dans l'industrie traditionnelle de l'horlogerie de luxe.

Caractéristiques:

- Il a été calibré pour répondre aux usages répétés de la prise de tension sur une très longue durée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Brassard en nylon indéformable (adultes) ou coton (enfants) lavable à 30-40° C.
- Fermeture velcro.
- Boîtier en ABS extrêmement résistant et léger.
- Haute résistance aux ondes de chocs.
- Nettoyage très facile.
- Simple tubulure.
- Poire modèle "Nano" de Socimed.
- Prise en main confortable et gonflage rapide.
- Longévité des fermetures velcro des brassards :15000 ouvertures / fermetures environ.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/6477-tensiometre-aneroide-manopoire-socimed.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com