

**FICHE PRODUIT**



## Tensiomètre Anéroïde Mano brassard Socimed

Référence : SOC-E0303006

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

**Caractéristiques:**

- Manomètre en ABS sur support en croûte de cuir.
- Boîtier résistant aux chocs. Brassard en nylon lavable à 30-40 °C.
- Poche gonflable sans latex à double tubulure.
- Poire ergonomique en PVC à robinet de décompression.
- Garantie : 2 ans.

### Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/6478-tensiometre-aneroide-mano-brassard-socimed.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)