

FICHE PRODUIT

Tensiomètre de table sans mercure Modèle EVE

Référence : SOC-E0305001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Technologie récente de haute précision
- Faisceau lumineux à la place du mercure, pas de pollution de l'environnement.
- Le pouls peut être déterminé pendant la mesure de la pression sanguine.
- Haute précision et stable
- Alimentation : 4 piles type AA ou chargeur

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-a-colonne/6479-tensiometre-de-table-sans-mercure.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com