

FICHE PRODUIT



Tensiomètre de table sans mercure Modèle BLACK

Référence : SOC-E0307210

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques

- Tensiomètre de table sans mercure.
- Mode de mesure : bras.
- Mode d'affichage: Simulation de graphique à barres.
- Méthode de mesure: Bruits de Korotkoff.
- Plage de mesure: 0 à 300 mmHg.
- Précision: ± 3.75 mmhg.
- Méthode de compression et d'échappement: Manuel
- Principe de la pression: capteur piézoélectrique de Wheatstone.
- Courant de fonctionnement: pleine échelle inférieure à 20 mA, état de repos inférieure à 5 mA.
- Alimentation : piles alcalines de dioxyde de zinc-manganèse 3 x No. 5.
- Durée de vie de la pile: Moins de douze mois pour un service régulier.
- Température de fonctionnement: 5 ~ 40°C.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Humidité de fonctionnement: 30% RH ~ 85% RH.

Poids du produit: 750g.

- Dimensions extérieures: (L) 330mm x (l) 63mm x (H) 96mm.
- Protection contre les chocs électriques: Alimentation interne périphériques B.
- Protection environnementale.
- Pas dangereux pour le corps humain.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-a-colonne/6480-tensiometre-de-table-sans-mercure-modele-black.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com