

FICHE PRODUIT

Lampe d'examen sur pied modèle JC.1

Référence : SOC-JC1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Lampe d'examen sur pied modèle JC.

Spécifications techniques :

- Eclairage : $\geq 2,000$ Lux (a 1m distance)
- La temperature de couleur : $3000K \pm 500K$
- Tension principale : $AC220V \pm 10\%$ 50Hz
- Tension Ampoule : AC12V
- Tension Ampoule : 12 Watt
- Puissance d'entrée : 50VA
- Elévation de la température (Rechauffement) : $\leq 10^{\circ}C$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/6482-lampe-d-examen-modele-jc-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com