

FICHE PRODUIT



Pèse bébé électronique avec toise Modèle ANGE

Référence : SOC-ACS20BYE

Points forts

- délais : 48 heures
- Alimentation du pèse bébé : Polyvalente (secteur et piles))
- Système du pèse-bébé : Electronique
- Classe : II Fine

Description du produit

Pèse bébé électronique avec toise Modèle ANGE

Poids maximal : 20 KG.

Par tranche (pas) de 10g.

Taille comprise entre 0-56 cm.

Par pas de 0.1cm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/6483-pese-bebe-electronique-avec-toise-modele-ange.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Alimentation du pèse bébé	Polyvalente (secteur et piles))
Système du pèse-bébé	Electronique
Classe	II Fine

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com