

**FICHE PRODUIT**



## Attelle gonflable Air Splint Jeux de 4

Référence : SOC-ATTELLE

### Description du produit

#### DESCRIPTION

- **Jeux de 4 d'attelles gonflables Air Splint** : demi bras, bras entier, demie jambe et jambe entière.
- Appliquées autour du membre blessé, gonflées à la bouche, elles l'immobilisent et préviennent les hémorragies.
- Constituées d'une double paroi en PVC souple
- Transparentes, elles permettent de faire le diagnostic sans les retirer et sont perméables aux rayons X
- Fermeture à glissière en nylon rendant la mise en place des attelles Airsplint sûre et efficace
- Utilisable jusqu'à
- 30° environ.
- Livré sans sac

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers/6484-attelle-gonflable-air-splint-jeux-de-4.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com