

FICHE PRODUIT

Matelas anti-escarres Modèle QDC-501

Référence : SOC-QDC501

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Matelas anti-escarres Modèle QDC-501

Les matelas anti-escarres Modèle QDC-501 n'a pas seulement une fonction de massage fluctuant, mais peut également éjecter de l'air et préserver le patient de l'humidité, il est plus efficace à la prévention des escarres.

Spécifications du produit Matelas anti-escarres Modèle QDC-501 :

- Taille du matelas : 200 x 100 cm.
- Taille du sac à gaz : 11 cm.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-chambre-patient/6485-matelas-anti-escarres-modele-qdc-501.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com