

FICHE PRODUIT



Insufflateur manuel en silicone autoclavable nouveau-né

Référence : SOC-INS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Insufflateur manuel en silicone autoclavable nouveau-né

(valve de surpression, reversoir 02, Tube 2 m)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/insufflateurs-masque-d-insufflation/6487-insufflateur-manuel-en-silicone-autoclavable-nouveau-ne.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com