

FICHE PRODUIT



Brassard avec Raccord à vis male, coton motifs, Enfant

Référence : SOC-334129

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Brassard avec raccord à vis male, coton motifs, et enfant et dimensions du brassard:

Taille : S (Petit adulte et enfant).

Brassard: 8.5 x 42 cm.

Poche : 8 x 23 cm.

Circonférence du Bras : 20 à 28 cm.

Fixation: Velcro.

Matière: Polycoton avec motifs.

Marquage: index (taille, artère), instructions de lavage.

Marque: Spengler.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/6488-brassard-avec-raccord-a-vis-male-coton-motifs-enfant.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com