

**FICHE PRODUIT**



## Brassard avec Raccord à vis male, coton motifs, petit enfant

Référence : SOC-334139

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

**Brassard avec Raccord à vis male, coton motifs, petit enfant avec dimensions du brassard.**

**Taille :** XS (Petit enfant)

**Brassard:** 8 x 36 cm

**Poche :** 6 x 18 cm

**Circonférence du Bras :** 15 à 22 cm

**Fixation:** Velcro

**Matière:** Polycoton avec motifs

**Marquage:** index (taille, artère), instructions de lavage

**Marque:** Spengler

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/6489-brassard-avec-raccord-a-vis-male-coton-motifs-petit-enfant.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com