

FICHE PRODUIT



Coffret pour stockage de lames en polystyrène

Référence : SOC-CR100L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Coffret pour stockage de lames en polystyrène.

- Couvercle transparent rabatable.
- Permet de ranger verticalement 100 lames standards (76 x 26mm) dans un portoir amovible.
- Empilables.
- Emplacements numérotés.
- Livré avec 2 fiches répertoires.
- Possibilité de ranger les lames dos à dos (Capacité de stockage = 200 lames)
- (Long. x Haut. x Larg.): 248 x 83 x 86mm.
- Condition minimum de vente: 1 - Nombre de lames: 100 lames.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coffret-pour-stockage-de-lames/649-coffret-pour-stockage-de-lames-en-polystyrene.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com